



Technisches Datenblatt

Artikelnummer: 703056-b-1000

MEDI-INN Mundschutz 3-lagig

Beschreibung

Der 3-lagige Mundschutz ist ein Hilfsmittel im medizinischen Bereich, um die Übertragung von Krankheitserregern durch Sekrettröpfchen mit der Atmung zu verhindern. Weiterhin verhindern Gesichtsmasken eine Kontamination von Quarantänepatienten im Krankenhaus. Der Mundschutz schützt außerdem den Träger vor Staub und Sekrettröpfchen die sich in seinem Umfeld befinden.

Anwendbare Standards

Medizinprodukt der Klasse I gemäß VO 2017/745 geeignet für Untersuchungen/Arbeiten im medizinischen Bereich.

Produktinformationen

Größe	Einheitsgröße
Art.- Nr.	703056-b-1000
Bestandteile/ Materialzusammensetzung	PP-Nicht gewebt (Polypropylen) (3-lagig)
	Elastikbänder mit Baumwolle ummantelt
	mit Metall-Nasenbügel
	Glasfaserfrei
Latexfrei	
Farbe	Blau
Gewicht in gr.	3,1
Abmessungen (mit Elastikband) in cm	
Breite	9,5
Länge	17,5

Verpackung/ Lagerung

Art.- Nr.	703056-b-1000
Mengeneinheit	Stück
Menge in der Einzelverpackung	50
Menge der Einzelverpackungen im Karton	20
Art der Einzelverpackung	Spenderbox
Gewicht des Produkts mit der Einzelverpackung	~185 g
Einzelverpackungsmaße	18 x 10 x 7 cm
Kartonmaße	52 x 19 x 16 cm
Haltbarkeit	5 Jahre unter u.g. Bedingungen
Kennzeichnung	CE- Kennzeichnung Herstellungsdatum Mindesthaltbarkeitsdatum
Lagerung	Trocken zwischen 5-40°C Lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Entsorgung	Normale Entsorgung im Rahmen der Abfallverordnungen des entsprechenden Bundeslandes.



Qualitätssicherung

Produktbez. Normen	EN 14683:2019 (Type II)
Qualitätszertifikate	EN ISO 9001:2015
	EN ISO 13485:2016

Hinweise

Überprüfen Sie vor Gebrauch den Mundschutz kritisch auf seine Eignung für die vorgesehene Tätigkeit, Einsatzgebiete und den damit verbundenen Risiken. Vor dem Gebrauch den Mundschutz auf Schäden prüfen und ungeeignete sowie schadhafte Mundschutze auf keinen Fall verwenden! Die Mundschutze sind für den einmaligen Gebrauch bestimmt.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns.

Risikohinweis

Nicht für den Umgang mit Gefahrenstoffen geeignet.

Erstellt von: BODY PRODUCTS RELAX Pharma und Kosmetik GmbH
Alfred-Nobel-Straße 1 – 3
D-50226 Frechen, Germany

Ort, Datum Frechen, den 17. Juni 2020