

# Technisches Datenblatt

MEDI-INN CLASSIC

## Krankenunterlage SAP-Plus Premium

**Produktbeschreibung** Einweg-Krankenunterlage mit Saugkern aus Zellstoff-Flocken und Superabsorbierendem Polymer (SAP), flüssigkeitsdichte und rutschfeste Außenfolie.

**Regulatorische Informationen** Medizinprodukt der Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745.

## Produktdaten

### Produktspezifikationen

Artikelnummer	N11224
Länge in cm	90 ± 2
Breite in cm	60 ± 2
Gewicht in g	58 ± 2

### Produktdesign

Material Liegefläche	Polypropylen
Material Außenfolie	Polyethylen
Material Saugkern	Zellstoff-Flocken & SAP
Material Kleber	Heißkleber
Saugvolumen (gemäß ISO 11948-1)	860 ml
Farbe	Blau
Haltbarkeit	5 Jahre

## Logistik Informationen

Menge in der Einzelverpackung	25 Stk
Einzelverpackung pro Karton	4 Stk
Art der Einzelverpackung	Vakuumbbeutel
Kartonmaße (T x H x B)	52,0 x 30,5 x 23,0 cm
Lagerungshinweise	Trocken zwischen 5 °C bis 40 °C lagern. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

**Angewandte Normen**      ISO 11948-1

**Qualitätszertifikate**      Unser Unternehmen ist nach dem Standard EN ISO 13485:2016  
zertifiziert.