



## Technisches Datenblatt

Artikelnummer: ORCL-FS-01

### MEDI-INN Gesichtsschutz

#### Beschreibung

Gesichtsschutz zum Schutz des Gesichts vor Gefahren wie zum Beispiel vor infektiösen oder anderen schädigenden Stoffen während einer Behandlung oder anderen Partikeln, während der Anwendung, in medizinischen Bereichen, z.B. Krankenhäuser, Arzt-Praxen oder Seniorenheimen, als auch in anderen Gewerben, z.B. Schlachthäusern.

#### Anwendbare Standards

Persönliche Schutzausrüstung der Kategorie II gemäß Verordnung (EU) 2016/425 geeignet für den medizinischen Bereich, als auch für andere gewerbliche Bereiche.

#### Produktinformationen

Art.- Nr.	ORCL-FS-01
Farbe	Transparent
Farbe Elastisches Band	weiß
Größe	32 x 19 cm
Material	PET + Schaum
Schaumdicke	3,5 cm

#### Verpackung/ Lagerung

Art.- Nr.	ORCL-FS-01
Mengeneinheit	Stück
Menge in der Einzelverpackung	1
Menge der Einzelverpackungen im Karton	100
Art der Einzelverpackung	Beutel
Einzelverpackungsmaße	42 x 27 cm
Kartonmaße	62 x 40 x 42 cm
Kennzeichnung	Charge/LOT Herstelldatum Ablaufdatum CE- Kennzeichnung Einmalgebrauch
Haltbarkeit	Unter u.g. Bedingungen 2 Jahre
Lagerung	Trocken lagern. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.
Entsorgung	Normale Entsorgung im Rahmen der Abfallverordnungen des entsprechenden Bundeslandes



## Qualitätssicherung

<b>Produktbez. Normen</b>	GB 14866-2006 ANSI/ ISEA Z87.1:2015 EN166:2001
<b>Qualitätszertifikate</b>	ISO 13485:2016

## Hinweise

Überprüfen Sie vor Gebrauch die Schutzbrille kritisch auf ihre Eignung für die vorgesehene Tätigkeit, Einsatzgebiete und den damit verbundenen Risiken. Vor dem Gebrauch die Schutzbrille auf Schäden prüfen und ungeeignete sowie schadhafte Schutzbrillen auf keinen Fall verwenden! Die Schutzbrillen sind für den einmaligen Gebrauch bestimmt.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns.

**Erstellt von:** **BODY PRODUCTS RELAX Pharma und Kosmetik GmbH**  
**Alfred-Nobel-Straße 1 – 3**  
**D-50226 Frechen, Germany**

**Ort, Datum** **Frechen, den 24. März 2020**